

Link do produktu: <https://progselection.pl/metalowa-omega-do-stop-fr107-p-1218.html>



Metalowa omega do stóp FR107

Cena	30,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	FP107
Kod producenta	FP107
Kod EAN	5903857400571

Opis produktu

Omega - ścinak do pięt FP107 wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dzięki czemu można go wielokrotnie dezynfekować i sterylizować. Omega **idealnie usunie zrogowaciały naskórek**, a także wygładzi powierzchnię stóp. Idealnie sprawdzi się **do wykonywania zabiegu pedicure w profesjonalnym gabinecie jak i w zaciszu domowym**.

MATERIAŁ

Omega wykonana jest ze stali nierdzewnej.

PARAMETRY

- produkt przeznaczony do zabiegów pedicure
- możliwość wymiany ostrzy, co pozwala zapewnić wysoką higienę i bezpieczeństwo pracy
- produkt przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- do czyszczenia używaj miękkiej szczoteczki lub ściereczki
- chroń przed upadkiem

DEZYNFEKCJA I STERYLIZACJA

Instrukcja dotyczy zasad postępowania w procesie dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wielokrotnego użytku. Postępowanie zgodnie z wyznaczoną procedurą jest niezbędne do ograniczenia ryzyka infekcji w zakładzie.

Wszystkie narzędzia należy dokładnie zdezynfekować i poddać procesowi sterylizacji po każdym użyciu.

Dezynfekcja

1. Przed dezynfekcją powierzchnia narzędzi powinna zostać oczyszczona z zabrudzeń, takich jak krew lub ropa.
2. W trakcie dezynfekcji należy stosować się do instrukcji obecnych na stosowanych preparatach.
3. Środki wykorzystywane do dezynfekcji powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.
4. Nie należy zmieniać stężenia preparatu i czasu dezynfekcji.
5. Nie wolno w jednej kąpeli dezynfekować narzędzi niezardzewiających i skorodowanych oraz z widoczną rdzą. Takie powinniśmy niezwłocznie zutylizować.
6. Na koniec procesu dezynfekcji należy przeprowadzić proces konserwacji przestrzeni ciernych specjalistycznym olejem

konserwującym i zadbać, by narzędzia po dezynfekcji były suche i odpowiednio zapakowane. Następnie można przejść do sterylizacji instrumentów.

Sterylizacja

1. Narzędzia oddane do sterylizacji muszą być czyste, suche oraz prawidłowo opakowane.
2. Zaleca się użycie metody sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu.
3. Sugerowana temperatura sterylizacji to 134°C.
4. Narzędzia w komorze sterylizacyjnej powinny być umieszczone swobodnie, by zapewnić im dostęp pary.
5. Podczas wykonywania procesu sterylizacji należy pamiętać o odpowiednim opakowaniu narzędzi, biorąc pod uwagę rozmiar i liczbę sterylizowanych sprzętów. W przypadku instrumentów z ostrymi końcówkami konieczne jest zachowanie odległości ok. 3 cm od końca pakietu.
6. Narzędzia uzupełniające lub używane sporadycznie powinny być pakowane pojedynczo.
7. W przypadku uszkodzonego lub wilgotnego opakowania instrumenty należy uznać za niesterylne.
8. Po tym procesie narzędzia pozostają sterylne do momentu ich ponownego użycia. Należy ograniczyć dotykanie oraz przenoszenie sterylnych pakietów do minimum.